



### **Шприц-дозатор для вакцинации**

- А) удобная ручка
- Б) пластиковое отделение с делениями для вакцины с приспособлением для флакона
- В) крепкий пластиковый держатель для флакона
- Г) металлический конус для иглы, Luer Lock
- Д) дозатор

#### **Инструкция по применению.**

Шприц ЕСО-МАТИС разработан для длительного использования. Для долгой работы заменить нужно только О – кольцо и пластиковое отделение.

Важно отметить, что перед каждым применением, шприц должен быть чистым. Следуйте рекомендациям производителя по очистке или дезинфекции шприца.

#### **1) Установка иглы**

Внимание:

Для Вашей безопасности: оставляйте защитный колпачок на игле до тех пор, пока вы не будете готовы использовать иглу.

Вставьте иглу в отверстие Luer Lock и закрепите по часовой стрелке.

Чтобы отсоединить иглу, поверните её против часовой стрелки.

#### **2) Установка флакона с вакциной**

1. Перед тем, как вставить флакон с вакциной в держатель, необходимо проколоть защитную пленку на флаконе стерильной иглой.
2. Поместите флакон с вакциной в держатель для флакона.
3. Вставьте флакон с вакциной, используя смотровое окошко в держателе для флакона, так, чтобы игла оказалась на середине защитной пленки и проколите её, слегка поворачивая флакон с вакциной.

#### **3) Замена флакона с вакциной**

Вытащите бутылку, используя два отверстия в держателе для флакона.

#### **4) Установка дозировки**

Для установки дозировки в 1 мл, 2 мл или 5 мл: поверните дозатор либо по часовой стрелке, либо против неё – по часовой стрелке до тех пор пока поршень не сровняется с делениями на шприце.

Для 0,3 мл: поверните дозатор либо по часовой стрелке, либо против неё до тех пор пока передняя часть O – кольца не сровняется с делениями на шприце.

#### **5) Использование шприца**

1. Снимите защитный колпачок иглы.
2. Держите пистолет ECO - MATIC под небольшим наклоном и чтобы игла (spike) находилась ниже жидкости, чтобы избежать попадания воздуха в цилиндр.
3. Сожмите регулируемую ручку, затем отпустите, набрав жидкость в цилиндр.
4. Для удаления воздушных пузырьков в цилиндре, повторите данную манипуляцию.
5. Чтобы заполнить шприц и подготовить его, убедитесь, что шприц установлен на объём 0,3 или 0,5 мл и в цилиндре не было воздушных пузырьков. Возьмите шприц вертикально и выжмите его так, чтобы воздушные пузырьки могли выйти. Теперь доступна любая дозировка.

После использования шприца Eco-Matic необходимо удалить оставшийся материал из шприца путём промывки горячей водой с моющим средством. Затем ополосните шприц теплой, чистой водой.

#### **Дезинфекция**

Рекомендуется, чтобы шприц ECO – MATIC и иглы были продезинфицированы до и после их применения.

1. Промойте цилиндр горячей водой
2. Поместите весь шприц вместе с иглой в контейнер с водой и прокипятите в течение 20 минут.
3. Выньте шприц из контейнера, оберните в сухое полотенце и оставьте сохнуть.